

Gesetzliche Regelung

Nach der neuen BGR 191, müssen orthopädische Einlagen mit dem Sicherheitsschuh EG-Baumuster geprüft sein.

HKS bietet für eine orthopädische Anpassung entsprechende, Baumuster geprüfte Lösungen!

Wir weisen darauf hin, dass durch die Nutzung anderer Einlegesohlen die Schutzwirkung des Sicherheitsschuhs beeinträchtigt werden kann.

Hier finden Sie Ihre individuelle, orthopädische Einlage passend zum HKS-Sicherheitsschuh.

Gerne stehen wir beratend zur Verfügung:

Ihr **HKS**-Team

**Wir beraten
Sie gerne!**

**Gut zu Fuß-
Sie auch?**

**Ihr
Fachhändler**
oder

Heinrich Klumpen Söhne
GmbH & Co.KG
Natt 18 D-41334 Nettetal

Tel. +49 (0) 21 53 / 97 63 - 0
Fax +49 (0) 21 53 / 97 63 - 30

mail@hks.eu | www.hks.eu

Die Versorgung mit
**orthopädischen
Einlagen**

HKS[®]

JURTIN
medical

Die Prophylaxe

Die Kunst, aufrecht zu gehen!

HKS hat in Zusammenarbeit mit der Firma **JURTIN medical®** eine orthopädische Einlage entwickelt, die entsprechend der BG-Verordnung Baumuster geprüft und CE zertifiziert ist.

Diese Einlagen können in HKS-Sicherheitsschuhen getragen werden.



Pluspunkte für Ihre Füße!

- Allgemeines Wohlbefinden durch Aufrichtung des Bewegungsapparates (**Knick-Senkfuß**)
- Beckenschiefstand bis zu 8 mm ohne Ausgleich am oder im Schuh nur durch das Aufrichten beider Fersenbeine
- Entlastung der Achillessehne
- Vermeidung und Rückbildung eines **Hallux valgus**
- Mehr Ausdauer und bessere Muskelkraft
- Entlastung eines Fersensporns

Bestellen Sie Ihre JURTIN medical® Einlagen bei Ihrem Fachhändler!

oder direkt bei:

Heinrich Klumpen Söhne GmbH & Co.KG

Tel.: 02153 / 97 63- 0 | Fax: 02153 / 97 63 30

Email: mail@hks.eu | www.hks.eu

Der Bewegungsablauf mit JURTIN medical® Einlagen

Unter Belastung ist das Längsgewölbe stabilisiert und wird nicht nach unten durchgedrückt!



Lettermann
Ihr Partner im Gesundheitswesen

Die Maßgeschneiderten

Wir fertigen **baumustergeprüfte**, orthopädische **LETTRONIC Medical** Präzisionseinlagen für **HKS-Sicherheitsschuhe**.

Diese sind geprüft nach DIN EN ISO 20345 und DIN EN ISO 61340.



Der einfache Ablauf:

Sie erhalten von uns oder Ihrem Fachhändler eine Trittschaumbox mit allen wichtigen Unterlagen. Mit Hilfe der beiliegenden Anleitung erstellen Sie Ihren Fußabdruck und senden dann die Box, und ggf. das Rezept, an uns zurück.

Unsere Orthopädie Techniker scannen Ihren Abdruck, konstruieren am PC Ihre **LETTRONIC Medical** und geben diese Daten an unsere hauseigenen CAD-Fräsen weiter.

Nach 5-10 Werktagen erhalten Sie Ihre **LETTRONIC Medical** mit der Post und können diese in Ihren HKS Sicherheitsschuh einlegen.

Gerne erstellen wir Ihnen ein Angebot für Ihre orthopädische Einlage!



Bei Fragen sind wir gerne für Sie da:
Lettermann GmbH - Orthopädie Technik
Helmholtzstraße 27
41747 Viersen

Ihr Ansprechpartner: **Herr Pierre Halley**
Tel.: 0 21 62 / 3 73 97 0 | Fax: 0 21 62 / 3 73 97 11
Email: otv@lettermann.de | www.lettermann.de

Ihre LETTRONIC Medical Einlage kann über Ihre Krankenkasse bei Vorlage eines Rezeptes (zzgl. Privatanteil) abgerechnet werden!